

## **CONTRAINdicatii:**

### **CONTRAINdICATIILE EXAMINARII IRM:**

1. Pacienti cu stimulator cardiac (pacemaker) - **risc de deces**
  2. Pacienti cu clipuri metalice carotidiene sau pe vasele cerebrale
  3. Pacientii cu implant cochlear (aparat auditiv implantat)
  4. Pacienti cu proteze metalice (ex. sold, genunchi), material de osteosinteza exceptandu-le pe cele care sunt certificate ca fiind IRM compatibile
  5. Pacientii cu stent coronarian exceptandu-le pe cele care sunt certificate ca fiind IRM compatibile
  6. Valve cardiace metalice
  7. Corpi strani intraoculari (afectare retina, perforatie)
  8. Clipuri chirurgicale, materiale metalice de sutura exceptandu-le pe cele care sunt certificate ca fiind IRM compatibile
  9. Schije, gloante, obiecte metalice (atentie la meseriile legate de prelucrarea metalelor!)
- Pacientii care prezinta teren alergic (**alergii medicamentoase, alimentare, la graminee, sau la alte substante**) precum si cei care prezinta **insuficienta renala** acuta sau cronica demonstreaza prin analize de laborator **nu vor putea fi examinati cu substanta de contrast!**
- Din acest motiv va rugam sa va prezenta la examenul IRM cu urmatoarele analize de laborator (creatininemie si uree) –efectuate recent (nu mai vechi de o saptamana) care sa ateste functionalitatea sistemului excretor.